

Рабочие места ЛОР-врача

Перечень опций

| Опции конструкции корпуса | Номер по каталогу | EUROPA Paris (Duo) | EUROPA | EUROPA Paris | MODULA |
|---|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| Программируемая многоцветная светодиодная подсветка отсека для инструментов, в комплекте с пультом дистанционного управления | 0110-20010 | ● | ● | ● | — |
| Третий уровень для инструментов в инструментальном отсеке (не сочетается с опцией 0110-20025) | 0110-20000 | ● | ● | ● | — |
| Оснащение верхней панели установки подогревом для инструментов (только для верхнего уровня) | 0110-20020 | ● | ● | ● | — |
| Блок предварительного подогрева гортанных зеркал на 50 шт. встроенный (не сочетается с опцией 0110-20025) | 0110-20110 | ● | ● | ● | — |
| Ниша для размещения флаконов с медикаментами в инструментальном отсеке (не сочетается с позицией 0110-20110) | 0110-20025 | ● | ● | ● | — |
| Полка-галерея для размещения над ЛОР-установкой различных периферийных приборов (монитор, эндоскопическая камера, тимпанометр и т.д.), алюминий | 0110-20060 | ● | ● | ● | — |
| Полка-галерея для размещения над ЛОР-установкой различных периферийных приборов (монитор, эндоскопическая камера, тимпанометр и т.д.), акриловое стекло | 0110-20065 | ● | ● | ● | — |
| Приборная ниша вместо выдвижного ящика | 0110-21000 | ● | ● | — | ● |
| Выдвижной ящик под лоток для использованных инструментов из меламина | 0110-21100 | — | — | — | ● |
| Плоский полуоткрытый выдвижной ящик для инструментов | 0110-21300 | — | — | — | ● |
| Отсек с распашной дверцей и полкой вместо отсека мусоросборника | 0110-21200 | ● | ● | ● | — |
| Выдвижной ящик для клавиатуры вместо выдвижной столешницы | 0110-21400 | ● | ● | — | — |
| Выдвижной отсек с дозатором для салфеток и тампонов (монтируется сбоку, с правой стороны установки) | 0110-20130 | — | ● | ● | — |
| Выдвижной отсек с дозатором для салфеток и тампонов (встроен в установку) | 0110-20135 | ● | — | — | — |
| Удлиненная столешница ЛОР-установки (50 см) | 0110-20150 | — | ● | ● | — |
| Удлиненная столешница ЛОР-установки (100 см) | 0110-20160 | — | ● | ● | — |
| Удлиненная столешница ЛОР-установки (100 см), с выдвижным ящиком для клавиатуры | 0110-20165 | — | ● | ● | — |
| Удлиненная столешница ЛОР-установки (120 см) | 0110-20170 | — | ● | ● | — |
| Удлиненная столешница ЛОР-установки (120 см), с выдвижным ящиком для клавиатуры | 0110-20175 | — | ● | ● | — |

| Крепления принадлежностей | Номер по каталогу | EUROPA Paris (Duo) | EUROPA | EUROPA Paris | MODULA |
|---|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| Держатель для налобного осветителя, не регулируется, без функции включения/выключения | 0110-20081 | ● | ● | ● | ● |
| Держатель для налобного осветителя, регулируется по высоте и углу поворота, без функции включения/выключения | 0110-20083 | ● | ● | ● | ● |
| Держатель для налобного осветителя (холодный свет), регулируется по высоте и углу поворота, с функцией автоматического включения/выключения | 0110-20080 | ● | ● | ● | ● |
| Держатель для налобного осветителя (теплый свет, 6 В, типа Star), регулируется по высоте и углу поворота, с функцией автоматического включения/выключения | 0110-20090 | ● | ● | ● | ● |
| Держатель для головы камеры | 0110-20082 | ● | ● | ● | ● |
| Стойка для крепления на ЛОР-установке диагностического микроскопа ZEISS (монтаж на установке) | 0110-70000 | ● | ● | ● | — |
| Стойка для крепления на ЛОР-установке диагностического микроскопа KAPS (монтаж на установке) | 0110-70100 | ● | ● | ● | — |
| Держатель поворотный для крепления ЖК видеомонитора 10 - 19" на стойке* | 0110-71000 | ● | ● | ● | — |
| Стойка для крепления на ЛОР-установке поворотных держателей монитора, эндоскопической камеры, других приборов | 0110-71030 | ● | ● | ● | — |
| Стойка для крепления на ЛОР-установке поворотных держателей монитора, эндоскопической камеры, других приборов + держатель поворотный для крепления ЖК видеомонитора 10 - 19"* | 0110-71035 | ● | ● | ● | — |
| Полка-держатель для дополнительных приборов (монтаж на стойке микроскопа или штативной трубе)* | 0110-71010 | ● | ● | ● | — |
| Полка-держатель для эндоскопической камеры EсоCam (крепление на стойке)* | 0110-71040 | ● | ● | ● | — |
| Полка-держатель для эндоскопической камеры EсоCam (M-CAM) (крепление на стойке)* | 0110-71041 | ● | ● | ● | — |
| Полка-держатель для эндоскопической камеры EсоCam (XE-50/TFT) (крепление на стойке)* | 0110-71042 | ● | ● | ● | — |
| Полка-держатель для диагностических приборов (крепление на стойке)* | 0110-71043 | ● | ● | ● | — |
| Держатель монитора, монтаж на столешнице установки | 0110-71020 | — | — | — | ● |
| Держатель монитора с удлиненным кронштейном, монтаж на столешнице установки | 0110-71030 | — | — | — | ● |
| Четыре электроразъема 220 В на задней стороне установки для подключения периферийных приборов | 0110-90000 | ● | ● | ● | ● |
| Массажер барабанных перепонок с таймером продолжительности процедуры, регулятором частоты массажа - встроенный в ЛОР-установку | 0110-90010 | ● | ● | ● | — |

*На штативе или стойке микроскопа допускается монтаж только одной полки-держателя

| Система аспирации | Номер по каталогу | EUROPA Paris (Duo) | EUROPA | EUROPA Paris | MODULA |
|--|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| Система „секретоматика“ для автоматического опорожнения сборника секретов в канализацию и промывания его проточной водой, автоматическое включение/выключение аспиратора, антибактериальный фильтр, емкость-сборник секретов 1,25 л, с системой контроля наполнения и предохранения от переполнения (необходимо подключение установки к системе водоснабжения) | 0120-10000 | ● | ● | ● | ● |
| Аспиратор со сбором секрета в одноразовые пластиковые емкости MediVac (1,5 л) | 0120-10200 | ● | ● | ● | ● |
| Одноразовый сменный сборник секрета MediVac (1,5 л), комплект из 45 шт. | 0120-10230 | ● | ● | ● | ● |
| Одноразовый сменный шланг аспиратора, 2 м, комплект из 25 шт. | 0120-10240 | ● | ● | ● | ● |
| Аспиратор повышенной мощности, 60 л/мин | 0120-20010 | ● | ● | ● | ● |
| Мощный операционный аспиратор с вакуумным регулятором (вместо вакуумного насоса 40 л/мин) | 0120-20020 | — | ● | — | — |
| Вакуумный регулятор для тонкого дозирования | 0120-50000 | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительный канал аспирации с шлангом отсоса (например, для чаши промывания), с подключением к основному вакуумному насосу ЛОР-установки | 0120-10500 | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительный встроенный вакуумный аспиратор (роликовая помпа) | 0120-10300 | — | ● | — | — |
| Устройство для промывания шланга отсоса проточной водой, используется только в сочетании с 0120-10000 (необходимо подключение установки к системе водоснабжения) | 0120-30000 | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для промывания шланга отсоса дезинфицирующим раствором | 0120-30010 | ● | ● | ● | ● |
| Олива для аспирации, размер: малый | 0120-50210 | ● | ● | ● | ● |
| Олива для аспирации, размер: средний | 0120-50220 | ● | ● | ● | ● |
| Олива для аспирации, размер: большой | 0120-50230 | ● | ● | ● | ● |
| Комплект оливок для аспирации (3 размера) | 0120-50240 | ● | ● | ● | ● |
| Комплект силиконовых насадок для шланга отсоса (Fingertips) с клапаном ручной регулировки вакуума, 100 шт. | 0120-50100 | ● | ● | ● | ● |

| Система промывания ушей | Номер по каталогу | EUROPA Paris (Duo) | EUROPA | EUROPA Paris | MODULA |
|--|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| Система промывания ушей проточной водой с автоматическим подогревом воды до 37°С, встроенный водяной фильтр, электронный температурный индикатор, водяной шприц с канюлей для промывания и щитком защиты от брызг, чаша - тюльпан для промывания ушей устройство для назального душа и промывания методом перемещения (комплект из 3 оливок для водяного шприца) | 0130-10000 | ● | ● | ● | ● |
| „Vestitherm“ - модуль калорической стимуляции вестибулярного аппарата, калорические пробы в температурном диапазоне от 20°С до 44°С, программируемый, с автоматической очисткой воды, встроенным водяным фильтром - необходимо наличие проточной системы промывания ушей 0130-10000 | 0130-11000 | ● | ● | ● | ● |
| Автономная система промывания ушей водой или медикаментами, с автоматическим подогревом до 37°С, встроенный водяной фильтр, бак для воды или медикаментозных растворов, 5 литров, водяной шприц с канюлей для промывания и щитком защиты от брызг, чаша - тюльпан для промывания ушей устройство для назального душа и промывания методом перемещения (комплект из 3 оливок для водяного шприца) | 0130-12000 | ● | ● | ● | ● |
| Система для предотвращения заражения водопроводящих деталей микроорганизмами (необходимо наличие проточной системы промывания с подключением установки к водопроводу и канализации) | 0130-40000 | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр для обеззараживания воды (одноразовый, срок службы 4 недели), для крепления на водяном шприце | 0130-42000 | ● | ● | ● | ● |
| Чаша для промывания ушей, адаптируется к аспирационному шлангу | 0130-50000 | ● | ● | ● | ● |
| Почкообразная воронка, адаптируется к аспирационному шлангу | 0130-50010 | ● | ● | ● | ● |
| Канюля для водяного шприца, длина 40 мм | 0130-50027 | ● | ● | ● | ● |
| Канюля для водяного шприца, длина 80 мм | 0130-50025 | ● | ● | ● | ● |
| Канюля для водяного шприца, длина 110 мм | 0130-50026 | ● | ● | ● | ● |
| Олива для назального душа, размер: малый | 0130-50041 | ● | ● | ● | ● |
| Олива для назального душа, размер: средний | 0130-50042 | ● | ● | ● | ● |
| Олива для назального душа, размер: большой | 0130-50043 | ● | ● | ● | ● |
| Комплект оливок для назального душа, 3 шт. | 0130-50040 | ● | ● | ● | ● |
| Насадка для промывания миндалин, размер: малый | 0130-50049 | ● | ● | ● | ● |
| Насадка для промывания миндалин, размер: средний | 0130-50050 | ● | ● | ● | ● |
| Насадка для промывания миндалин, размер: большой | 0130-50051 | ● | ● | ● | ● |
| Комплект насадок для промывания миндалин, 3 шт. | 0130-50052 | ● | ● | ● | ● |

| Система сжатого воздуха | Номер по каталогу | EUROPA Paris (Duo) | EUROPA | EUROPA Paris | MODULA |
|---|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| Система подачи сжатого воздуха: компрессор, 3 распылителя медикаментов (жидких) с регулируемым углом распыления, встроенный накопитель сжатого воздуха, воздушная рукоятка-пистолет для продувания, крепления распылителей медикаментов, катетеров, оливо Политцера | 0140-10000 | ● | ● | ● | ● |
| Регулятор давления распыления медикаментов | 0140-50000 | ● | ● | ● | ● |
| Оливы для воздушной рукоятки (по Политцеру), набор 3 штуки | 0140-21300 | ● | ● | ● | ● |
| Адаптер для крепления ушных катетеров HARTMANN на воздушной рукоятке | 0140-21304 | ● | ● | ● | ● |
| Распылитель жидких медикаментов в комплекте со стеклянной емкостью 30 мл | 0140-60101 | ● | ● | ● | ● |
| Распылитель порошковых медикаментов в комплекте со стеклянной емкостью 30 мл | 0140-60102 | ● | ● | ● | ● |
| Распылитель жидких медикаментов (без флакона) | 0140-60103 | ● | ● | ● | ● |
| Распылитель порошковых медикаментов (без флакона) | 0140-60105 | ● | ● | ● | ● |
| Емкость для жидких медикаментов, 30 мм | 0140-60104 | ● | ● | ● | ● |
| Емкость для порошковых медикаментов, 30 мм | 0140-60106 | ● | ● | ● | ● |
| Хранение эндоскопов | | | | | |
| Гнездо для эндоскопа с регулируемым подогревом | 0150-50000 | 4* | 4* | 4* | 3* |
| Гнездо для эндоскопа без подогрева | 0150-50100 | 4* | 4* | 4* | 3* |
| Инсталляция четвертой емкости для дезинфекции жестких эндоскопов в ЛОР-установку | 0150-50200 | — | ● | ● | — |
| Держатель для гибких эндоскопов из нержавеющей стали с креплением на ЛОР-установке, с возможностью дезинфекции эндоскопа дезраствором, 3 емкости на держателе | 0150-51000 | ● | ● | ● | ● |
| Силиконовый адаптер для емкости дезинфекции эндоскопов | | ● | ● | ● | ● |

*Максимальное допустимое количество гнезд для эндоскопов

| Система освещения | Номер по каталогу | EUROPA Paris (Duo) | EUROPA | EUROPA Paris | MODULA |
|---|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| Источник холодного освещения с одним гнездом для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, галогенный, 150 Вт, срок службы лампы 500 часов | 0150-10100 | ● | ● | ● | ● |
| Источник холодного освещения с двумя гнездами для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, галогенный, 150 Вт, срок службы лампы 500 часов | 0150-10200 | ● | ● | ● | ● |
| Источник холодного освещения с тремя гнездами для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, галогенный, 150 Вт, срок службы лампы 500 часов | 0150-10300 | ● | ● | ● | ● |
| Источник холодного освещения с четырьмя гнездами для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, галогенный, 150 Вт, срок службы лампы 500 часов | 0150-10400 | ● | ● | ● | — |
| Регулятор яркости освещения галогенного источника света | 0150-20010 | ● | ● | ● | ● |
| Источник холодного освещения с одним гнездом для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, светодиодный, яркость освещения 750 лм - соответствует 150 Вт галогенного света, срок службы светодиода 30000 часов, встроенный регулятор интенсивности освещения | 0150-10500 | ● | ● | ● | ● |
| Источник холодного освещения с двумя гнездами для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, светодиодный, яркость освещения 750 лм - соответствует 150 Вт галогенного света, срок службы светодиода 30000 часов, встроенный регулятор интенсивности освещения | 0150-10600 | ● | ● | ● | ● |
| Источник холодного освещения с тремя гнездами для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, светодиодный, яркость освещения 750 лм - соответствует 150 Вт галогенного света, срок службы светодиода 30000 часов, встроенный регулятор интенсивности освещения | 0150-10700 | ● | ● | ● | ● |
| Источник холодного освещения с четырьмя гнездами для подключения световода эндоскопа, налобной лампы, светодиодный, яркость освещения 750 лм - соответствует 150 Вт галогенного света, срок службы светодиода 50000 часов, встроенный регулятор интенсивности освещения | 0150-10800 | ● | ● | ● | — |
| Низковольтный разъем для подключения налобной лампы теплого света (например, налобного осветителя CLAR) | 0150-60100 | ● | ● | ● | ● |
| Гибкий световод, 180 см, с прямым концом для подключения к гнезду источника холодного света | 0150-30100 | ● | — | — | — |
| Гибкий световод, 180 см, с изогнутым на 90° концом для подключения к гнезду источника холодного света | 0150-30000 | — | ● | ● | ● |
| Адаптер для подключения эндоскопа к световоду (Storz, Wolf и т. д.) | 0150-31000 | ● | ● | ● | ● |
| Адаптер для подключения световода к источнику света (Storz, Wolf и т. д.) | 0150-32000 | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодный портативный источник холодного света для использования с жесткими эндоскопами, подзаряжаемая литий-ионная рукоятка, зарядное устройство | 0150-40000 | ● | ● | ● | ● |

| Хранение инструментов | Номер по каталогу | EUROPA Paris (Duo) | EUROPA | EUROPA Paris | MODULA |
|---|-------------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| Комплект лотков для инструментов E1 из нержавеющей стали, для верхнего уровня отсека для инструментов (для поз. 0110-20025) | 0160-10040 | ● | — | ● | — |
| Комплект лотков для инструментов E2 из нержавеющей стали, для верхнего уровня отсека для инструментов | 0160-10050 | ● | — | ● | — |
| Комплект лотков для инструментов E3 из нержавеющей стали, для нижнего/среднего уровня отсека для инструментов | 0160-10060 | ● | — | ● | — |
| Комплект лотков для инструментов E4 из нержавеющей стали, для верхнего уровня отсека для инструментов (для поз. 0110-20000) | 0160-10070 | ● | — | ● | — |
| Комплект лотков для инструментов E5 из нержавеющей стали, для верхнего уровня (для поз. 0110-20025) | 0160-10000 | — | ● | — | — |
| Комплект лотков для инструментов E6 из нержавеющей стали, для верхнего уровня отсека для инструментов | 0160-10010 | — | ● | — | — |
| Комплект лотков для инструментов E7 из нержавеющей стали, для нижнего/среднего уровня отсека для инструментов | 0160-10020 | — | ● | — | — |
| Комплект лотков для инструментов E8 из нержавеющей стали, для верхнего уровня отсека для инструментов (для поз. 0110-20000) | 0160-10030 | — | ● | — | — |
| Лоток для использованных инструментов из нержавеющей стали | 0160-12000 | ● | — | ● | — |
| Силиконовый коврик для лотка для использованных инструментов | 0160-11020 | ● | — | ● | — |
| Крышка для лотка для использованных инструментов из нержавеющей стали | 0160-12100 | ● | — | ● | — |
| Лоток для использованных инструментов из меламина | 0160-11000 | — | ● | — | — |
| Силиконовый коврик для лотка для использованных инструментов | 0160-11030 | — | ● | — | — |
| Вставная корзина из нержавеющей стали для лотка для использованных инструментов | 0160-11010 | — | ● | — | — |
| Держатель для распылителей медикаментов из нержавеющей стали с 3 распылителями медикаментов (встраивается на нижнем уровне отсека для инструментов) | 0160-21300 | ● | ● | ● | ● |
| Держатель для ушных воронок из нержавеющей стали, малого размера | 0160-21000 | ● | ● | ● | — |
| Держатель для ушных воронок из нержавеющей стали, среднего размера | 0160-21010 | ● | ● | ● | — |
| Держатель шпателей для языка из нержавеющей стали, малого размера (3 ряда) | 0160-21200 | ● | ● | ● | — |
| Держатель шпателей для языка из нержавеющей стали, среднего размера (4 ряда) | 0160-21210 | ● | ● | ● | — |