

Surgitron® DUAL EMC 90 (4,0 МГц)

<http://medtexst.ru/>
medtexst@yandex.ru

127238, . . . 85
+7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99



Размеры: 230мм x 130мм x 340мм

Вес: 9кг

Комплект поставки*:

- Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор Surgitron® DUAL EMC 90
- Двойная ножная педаль со шнуром
- Наконечник для электродов
- Трехкнопочный наконечник ручного включения для электродов
- Держатель для наконечника
- Биполярный шнур одноразовый – 5 шт.
- Биполярный пинцет J1
- Базовый комплект электродов Базовый комплект стерилизуемых сгибаемых электродов (7 штук S10B):

ТС7 - треугольный Ø 6,35 мм

ТС3 - ромбовидный Ø 4,76 мм

ТВ1 - круглый Ø 6,35 мм

TD3 - шариковый Ø 2 мм

ТА3 - игольчатый Ø 0,79 мм

TF1 - игольчатый с широкой иглой

ТА8 - Vari-Tip с контролируемой глубиной разреза

- Нейтральный электрод (антенная пластина), стерилизуемый
- Нейтральный электрод (антенная пластина), одноразовый
- Сетевой шнур
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Видеоматериалы
- ZIP - запасные предохранители (2 шт.)

* - комплект поставки и каталожные номера могут быть изменены производителем.

Технические характеристики

Рабочий режим	Выходная форма волны	Максимальная выходная мощность (Вт)	Выходная частота (МГц)
Разрез	полностью выпрямленная фильтрованная	90	4,0
Разрез и коагуляция	полностью выпрямленная	65	4,0
Коагуляция	частично выпрямленная	45	4,0
Фульгурация	прерывисто-искровая	35	4,0
Биполярная коагуляция	частично выпрямленная	90	1,7

Напряжение в сети: 220 Вольт